

「キラッ！プルッ♪」 美容面でのサポートも充実！



内容量 5.7g (190mg×30粒)

＜お召し上がり方＞

1日1～2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。
お休み前を目安にお飲みいただくことをおすすめします。

うるら 潤楽

＜潤楽の主成分＞

非変性
Ⅱ型
コラーゲン
(鮭軟骨由来)

非変性
プロテオ
グリカン
(鮭軟骨由来)

S-アデノシル
メチオニン
(乾燥酵母由来)

主成分について

当社で使用しているⅡ型コラーゲンおよびプロテオグリカンは、いずれも**北海道産の天然鮭から抽出し、新鮮な製品をお届け**します。

そのため、成分の供給が安定しておらず、ご迷惑をおかけしてしまうことがあるかもしれません。

非変性とは

当社で使用しているⅡ型コラーゲンおよびプロテオグリカンは、いずれも元々生体内に存在している時の構造を維持したまま抽出・加工されていますので、**本来の機能を失うことなく腸管に届く**ことができます。


※従来、健康食品に使用されている抽出成分には、抽出・加工工程における加熱あるいは化学処理などで元々の構造が変性してしまい、本来の機能を十分に発揮できないものが多く見受けられました。

プロテオグリカンとは

プロテオグリカンとは、タンパク質（コアタンパク質といいます）にグルコサミノグリカン（ムコ多糖体といいます）が共有結合した糖タンパク質です。関節の軟骨や皮膚に多く含まれており関節の働きを助けます。また、EGF様作用（表皮細胞増殖促進）・保湿効果・皮膚弾力改善・シワ改善・美白作用・ヒアルロン酸産生促進・コラーゲン産生促進など、**美容効果にも期待**ができます。

お肌の水分量（うるおい）

結果：お肌の水分量が増加しました。




測定機器：CORNEOMETER CM825 測定条件：温度 19～21℃ 湿度 30～40%
モニター数：6名(女性) モニター期間2016/2/19～3/18(4週間)

4週間で肌のうるおい
平均34%UP

お肌の色変化(肌白)

結果：お肌の色がより白くなりました。



測定機器：MEXAMETER 18 測定条件：温度 19～21℃ 湿度 30～40%
モニター数：6名(女性) モニター期間2016/2/19～3/18(4週間)

4週間で肌のトーンが
平均5%明るくなりました

お電話でのご注文
平日 9:30～17:00

☎ 0120-60-3917
☎ 0120-66-3917 (沖縄)

FAXでのご注文

☎ 0120-60-3918
☎ 0120-66-3918 (沖縄)

「美と健康」をサポートしています！
(有)春岡ミユキ電化センター
サロンドリナーヂュ
名古屋市千種区今池南33-23
☎ 052-731-3423 FAX:731-3422
www.haruokamiyuki.com/



潤楽

グルコサミン

コンドロイチン

ヒアルロン酸

「どれを使っても満足できなかった…」
そんな方にオススメ !!

＜お召し上がり方＞

1日1～2粒を目安に、水またはぬるま湯で
お召し上がりください。お休み前を目安にお
飲みいただくことをおすすめします。

内容量 5.7g (190mg×30粒)

＜軟骨の構成成分＞

※水分を除く

Ⅱ型コラーゲン
約75%

プロテオ
グリカン
約15%

その他
約5%
ヒアルロン酸
約5%

＜潤楽の主成分＞

非変性Ⅱ型コラーゲン

(鮭軟骨由来)

世界初※ 非変性プロテオグリカン

(鮭軟骨由来)

S-アデノシルメチオニン

(乾燥酵母由来)

※世界で初めてプロテオグリカンの量産化に成功!

非変性とは

当社で使用しているⅡ型コラーゲンおよびプロテオグリカンは、いずれも元々生体内に存在している時の構造を維持したまま抽出・加工されていますので、**本来の機能を失うことなく腸管に届く**ことができます。

※従来、健康食品に使用されている抽出成分には、抽出・加工工程における加熱あるいは化学処理などで元々の構造が変性してしまい、本来の機能を十分に発揮できないものが多く見受けられました。

Ⅱ型コラーゲン

コラーゲンには多くの種類がありますが、その中でもⅡ型コラーゲンは、関節の軟骨に多く含まれていることがわかっています。**軟骨の構成成分の約75%**(水分を除く)がⅡ型コラーゲンです。(Ⅱ型コラーゲンは関節のほか、耳・鼻・気管支などの軟骨にも存在しています)

プロテオグリカン


プロテオグリカンとは、タンパク質(コアタンパク質といいます)にグルコサミノグリカン(ムコ多糖体といいます)が共有結合した糖タンパク質です。関節の軟骨や皮膚に多く含まれており、**関節の働きを助ける**とともに、お肌の構成成分として美容面でのサポートも期待できます。関節の軟骨サポートによいといわれ、健康食品によく使われている、グルコサミンやコンドロイチンは関節の軟骨にはほとんど含まれていません。関節の軟骨成分であるプロテオグリカンに最も多く含まれるのは、コンドロイチン硫酸とガラクトサミンになります。当社の潤楽に使用されているプロテオグリカンは、軟骨に最も多く含まれるコンドロイチン硫酸プロテオグリカンという種類のものです。

内閣総理大臣賞受賞

潤楽に配合されているプロテオグリカンは、バイオマテックジャパン株式会社(工藤義昭社長<釧路市>)が世界で初めて量産化に成功した原料です。この度、当社顧問にお迎えしました工藤社長は、その功績が称えられ「第4回ものづくり日本大賞」において「内閣総理大臣賞」を受賞されました。



副賞の金メダルと盾



S-アデノシルメチオニン

医薬品としては、世界10カ国以上で20年以上の実績のある成分です。日本では2009年、S-アデノシルメチオニンを含有していても酵母であれば、食品として区分され、市場に登場しました。**軟骨の再生サポート**が期待できます。

お電話でのご注文
平日 9:30～17:00

☎ 0120-60-3917

☎ 0120-66-3917(沖縄)

FAXでのご注文

☎ 0120-60-3918

☎ 0120-66-3918(沖縄)

「美と健康」をサポートしています!
(有)春岡ミユキ電化センター
サロンドリナーヂュ

名古屋市千種区今池南33-23
☎ 052-731-3423 FAX:731-3422
www.haruokamiyuki.com/

